

Urologie

Katheters en toebehoren voor urodynamica

Enkel- en dubbellumen katheters voor cystometrie, urethrale drukprofielen en abdominale drukmeting, aangevuld met pompslangensets voor vrijwel elk urodynamisch systeem.

Vervaardigd door Malvern Medical Developments in eigen cleanrooms, met de mogelijkheid om lengtes, lijnen en tips op maat van de dienst te laten uitvoeren.



Over de fabrikant

Malvern Medical Developments Ltd, Worcester (VK)

- Meer dan 30 jaar ervaring als OEM-fabrikant van medische hulpmiddelen
- Ruim 250 producten voor urodynamica, manometrie en aanverwante toepassingen
- Productie in twee gecertificeerde cleanrooms klasse 8, van extrusie tot verpakking
- Eigen extrusie van enkel- en meerlumen slang, spuitgieten, tipvorming en oogperforatie
- Sterilisatie via gamma of ETO · maatwerk op klantspecificatie

Inhoud

Overzicht van de tabellen in deze brochure

- Blaasvulkatheters — 7 referenties
- Blaasdrukkatheters — 2 referenties
- Dubbellumen cystometriekatheters — 16 referenties
- Urethrale drukprofielkatheters — 1 referentie
- Dubbellumen UPP-katheters — 3 referenties
- Dubbellumen UPP-katheters met Y-connector — 4 referenties
- Rectale drukkatheters — 6 referenties
- Dubbellumen rectale katheters — 4 referenties
- Pompslangensets — 12 referenties
- Verlengleidingen — 5 referenties
- Toebehoren — 1 referentie

Blaasvul- en blaasdrukkatheters

Enkellumen katheters voor vulling en drukmeting

Blaasvulkatheters

Code	Maat	Lengte (mm)
100060001	6 FG	385
100060015	6 FG	400
100080001	8 FG	385
100080014	8 FG	400
100100001	10 FG	385
100100010*	10 FG	385
100100008	10 FG	400

* zachtere slang

Code	Maat	Lengte (mm)
100045001	4,5 FG	2000
100045002	4,5 FG	2600



Dubbellumen cystometrie-katheters

Vullen en drukmeten in één katheterisatie

Beschikbaar in verschillende maten en lengtes, zodat de blaas gevuld wordt terwijl de blaasdruk gelijktijdig gemeten wordt.

Code	Maat	Lengte (mm)	Vullijn 6 FG (mm)	Druklijn 4,5 FG (mm)
100060002	6 FG	700	150	1300
100060002 (S)	6 FG	700	150	150
100060002 (L)	6 FG	700	1300	1300
100060007	6 FG	700	150	1900
100060008	6 FG	450	300	1300
100060016	6 FG	550	300	1300
100060017	6 FG	700	150	1300
100060027	6 FG	700	150	1300
100080003	8 FG	700	150	1300
100080015	8 FG	450	300	1300
100080018	8 FG	550	300	1300
100080019	8 FG	700	150	1300
100080023	8 FG	700	150	2000
100080032	8 FG	470	150	1300
100080035	8 FG	700	150	1300
100100003	10 FG	450	300	1300



100060002

Urethrale drukprofielkatheters

Met gedrukte schaalverdeling

Urethrale drukprofielkatheters worden op maat gemaakt in verschillende maten en lengtes, met gedrukte schaalverdeling.

Urethrale drukprofielkatheters

Code	Maat	Lengte (mm)
100080020	8 FG	400

Dubbellumen UPP-katheters


Code	Maat	Lengte (mm)	Vullijn 6 FG (mm)	Druklijn 4,5 FG (mm)
100080007	8 FG	700	150	150
100080045	8 FG	700	2000	2000
100100004	10 FG	700	1300	1300

Dubbellumen UPP-katheters met Y-connector

Code	Maat	Lengte (mm)	Vullijn 6 FG (mm)	Druklijn 4,5 FG (mm)
100060018	6 FG	450	1300	1300
100080017	8 FG	450	1300	1300
100080031*	8 FG	450	1300	1300
100100011	10 FG	450	1300	1300

* met tiemann-tip

Figure 2. 1000000000



Rectale drukkatheters

Voor de abdominale drukmeting bij watergeperfundeerde manometrie

Enkel- en dubbellumen rectale katheters, ontworpen op nauwkeurige meting en maximaal comfort voor de patiënt.

Rectale drukkatheters

Code	Maat	Lengte (mm)	Ballon	Introducer
200045001	4,5 FG	2000	PVC met sleuf	nee
200045007	4,5 FG	2000	PVC met sleuf	ja
200045014	4,5 FG	2000	Poly-isopreen	ja
200045017	4,5 FG	2000	Poly-isopreen met sleuf	ja
200045033	4,5 FG	2000	PVC-ballon	ja
200140006	14 FG	385	Poly-isopreen	nee

Dubbellumen rectale katheters

Code	Maat	Lengte (mm)	Vullijn 6 FG	Druklijn 4,5 FG	Ballon
200100003	10 FG	385	65	1300	PVC
200100007	10 FG	400	65	1300	Poly-isopreen
200100010	10 FG	200	100	100	Poly-isopreen
200100015	10 FG	385	1300	1300	PVC

Dubbellumen rectale katheters worden geleverd zonder introducer.

Figure 6: 200045001



200045001

Figure 7: 200045017



200045017



200045033




200100015

Pompslangensets

Voor de meeste urodynamische systemen, met male luerlock

Malvern Medical Developments maakt pompslangensets voor vrijwel elk urodynamisch systeem. Elke set heeft een male luerlock voor een veilige aansluiting op de vullijn van de katheter, en kan op klantspecificatie ontwikkeld worden.

Code	Omschrijving
400120001	Pompslangenset voor Laborie urodynamische systemen
400120004	Pompslangenset voor MMS Solar / Libra
400120005	Pompslangenset voor Lectromed
400120006	Pompslangenset voor Sedia
400120007	Pompslangenset voor Dantec (met ontluchting)
400120008	Pompslangenset voor MMS UD 2000
400120009	Pompslangenset voor Life-Tech Urojanus
400120011	Pompslangenset voor Albyn
400120012	Pompslangenset voor Dantec
400120014	Pompslangenset voor Life-Tech Primus
400120032	Pompslangenset voor Mediwatch
400120035	Freeman pompslangenset



Verlengleidingen & toebehoren

Verlengingen en setbescherming

Verlengleidingen


Code	Maat	Lengte
400100001	3,17 mm OD × 1,6 mm ID	200 cm
400120019	4,1 mm OD × 2 mm ID	50 cm
400120020	4,1 mm OD × 2 mm ID	80 cm
400120026	4,1 mm OD × 2 mm ID	25 cm
400120027	4,1 mm OD × 2 mm ID	30 cm

Toebehoren

Code	Omschrijving
400100005	Set guard — beschermstuk tussen pompslangenset en vulkatheter, voorkomt besmetting van de set vanuit de katheter



400100001



400100005

Bestellen & advies

Neem contact op met ECCE Medical voor prijzen, stalen of maatwerk

E-MAIL	TELEFOON	WEBSITE
steve.stevens@eccemedical.com nico.heylen@eccemedical.com	+32 (0)13 29 00 95 +32 473 84 45 79	www.eccemedical.com

Codes en afmetingen volgens de productbrochure 2025/26 van Malvern Medical Developments Ltd. Katheters zijn voor eenmalig gebruik en niet-steriel, tenzij anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden.