

SYSTÈME D'ENDOSCOPIE PAR CAPSULE COLIQUE

OMOM CC

See Clearer · See More · See Faster

Endoscopie par capsule non invasive pour une visualisation complète du côlon — sûre, confortable pour le patient et pilotée par IA. L'OMOM CC combine la plus haute résolution d'image de sa catégorie avec une couverture dual-caméra ultra-large et une analyse d'image pilotée par IA via VUE Smart.

**360×360 px · 344° dual camera · AI-powered**

Caractéristiques matérielles de pointe

360×360 pixels

Plus haute résolution · netteté inégalée

0–50 mm profondeur de champ

Large plage · images réalistes

4–35 FPS

SpeedSense™ adaptatif · cadence d'images

344 degrés

Champ de vision ultra-large · couverture améliorée

Capsule compacte

31,5 × 11,6 mm · design ergonomique

Un seul recorder

Pour toutes les capsules · compatible OMOM HD

See Clearer · See More · See Faster

See Clearer**360×360 px**

Capsule-endoscope à plus haute résolution. Qualité d'image améliorée pour un diagnostic clinique plus précis.

See More**344° · dual camera**

Couverture dual-caméra ultra-large avec 4–35 FPS SpeedSense™. Aucune partie du côlon n'est manquée.

See Faster**95% d'images en moins**

VUE Smart supprime automatiquement jusqu'à 95% des images redondantes. Temps de lecture radicalement réduit.


Le système complet



Recorder avec écran



Capsule · 31,5 × 11,6 mm



Images HD · 360×360 px par caméra

1

Capsule colique

31,5 × 11,6 mm · jetable

2

Recorder

Compatible OMOM HD

3

VUE Smart


Logiciel d'analyse IA

4

Accessoires

Kit de prélèvement ·
ceinture

Logiciel VUE Smart — propulsé par l'IA



Lecture plus rapide — 95% en moins

Jusqu'à 95% des images redondantes supprimées automatiquement.
Temps de lecture radicalement réduit.



Interface dual-caméra

Affichage simple & double. Par caméra : 1 ou 6 images visibles
simultanément.



Mesure des lésions en mm

Mesure précise des polypes, tumeurs et varices dans le logiciel.



Détection par IA

Entraînée sur des cas multicentriques. Détection automatique des
anomalies.

Applications cliniques

01

Diagnostic précis

La HD dual-caméra détecte polypes, tumeurs et
inflammations.

02

Non invasif & sûr

Aucune sédation requise. Jetable et hygiénique
pour tous les âges.

03

Suivi thérapeutique

Évaluation objective après traitement via un test
capsulaire répété.

04

Prise en charge personnalisée

L'analyse IA identifie précisément la nature et la
localisation des anomalies.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

SITE WEB

www.eccemedical.com