

TEST DE PERMÉABILITÉ AVANT LA CAPSULE ENDOSCOPIQUE

OMOM Patency

La certitude avant la capsule

La capsule OMOM Patency permet de vérifier simplement et de manière non invasive la perméabilité du tractus digestif. Une capsule auto-désintégradable, aux dimensions identiques à celles de la capsule diagnostique — pour éviter la rétention et les interventions inutiles.



P1 — 11 × 26 mm · P2 — 11,5 × 32,3 mm · maintien de forme 30 h

Indications

Quand l'utiliser

- Suspicion de sténose ou de stricture
- Maladie de Crohn avec rétrécissement connu ou possible
- Antécédents de chirurgie abdominale
- Radiothérapie abdominale
- Lésions induites par les AINS
- Doute avant un OMOM HD ou OMOM CC

Évaluez la perméabilité avant l'examen diagnostique.

Principe

Auto-désintégradable

- Maintien de la forme pendant 30 heures
- Désintégration contrôlée ensuite
- Dimensions identiques à la capsule diagnostique
- Confirmation par contrôle visuel des selles
- Sans sédation, sans endoscopie
- Deux formats : P1 et P2

Procédure simple, réalisable en ambulatoire.

Avantages

Pour le médecin & le patient

- Évite la rétention et la réintervention
- Moins d'annulations et de reprogrammations
- Non invasif et confortable pour le patient
- Seuil bas, usage ambulatoire
- Entièrement compatible avec la gamme OMOM
- Deux tailles pour un choix ciblé

Protège l'investissement dans votre programme capsule.

30 h

Maintien de forme

≤ 4 j

Période d'utilisation

12 m

Durée de conservation

2

Formats disponibles

Dimensions — P1 / P2	11 × 26 mm / 11,5 × 32,3 mm
Poids — P1 / P2	3,3 g ± 0,3 g / 3,9 g ± 0,5 g
Période d'utilisation	≤ 4 jours
Maintien de forme	30 heures
Température de fonctionnement	35–45 °C
Durée de conservation	12 mois
Conditions de stockage	0–25 °C, au sec et à l'abri de la lumière directe

Positionnement

Les spécifications de l'OMOM P1 correspondent à celles de la capsule de perméabilité couramment utilisée sur le marché (dimensions, poids, maintien de forme et conditions de stockage). La P2 propose en outre un format plus grand lorsqu'un test de perméabilité plus strict est souhaité. Vous disposez ainsi d'un seul fournisseur pour les capsules de perméabilité et diagnostiques.

OMOM P1

- 11 × 26 mm — correspond à la capsule courante du marché
- Choix standard pour le test de perméabilité

OMOM P2

- 11,5 × 32,3 mm — format plus grand
- Pour un test de perméabilité plus strict

Un seul fournisseur

- Capsules de perméabilité et diagnostiques de la gamme OMOM
- Confirmation par contrôle visuel des selles

Applications cliniques

01

Prévenir la rétention capsulaire

Testez la perméabilité avant une capsule diagnostique afin d'éviter la rétention et la réintervention.

02

Rétrécissement connu ou possible

Indiqué en cas de maladie de Crohn, après chirurgie abdominale, radiothérapie ou lésions AINS.

03

Ambulatoire & non invasif

Procédure simple, réalisable en ambulatoire, sans sédation ni endoscopie.

04

Choix ciblé du format

Deux formats (P1/P2) pour un test de perméabilité adapté au patient.

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour une démonstration, une offre de prix ou un support technique.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

SITE WEB

www.eccemedical.com

ECCE Medical — Diagnostics innovants pour de meilleurs soins aux patients