

WATERSTOF- EN METHAANADEMTESTEN

EasySampler

Collectiekit voor thuisafname

Gepatenteerd gesloten collectiesysteem waarmee de patiënt zelf ademstalen afneemt, thuis en zonder toezicht. De stalen worden bewaard in glazen vials die speciaal voor ademonderzoek gemaakt en getest zijn.



Thuisafname · stalen tot 14 dagen stabiel

Gesloten

Gepatenteerd systeem

14 dagen

Stabiel in vials

Zonder toezicht

Af te nemen

Verzendbaar

Per post

Waarom thuisafname?

Een ademtest duurt anderhalf tot drie uur. Met de EasySampler brengt de patiënt die tijd thuis door in plaats van in de wachtzaal, terwijl het personeel beschikbaar blijft voor andere zorgtaken.

Afname	Bewaring	Analyse
Door de patiënt Gesloten systeem: de patiënt blaast in het mondstuk en het staal wordt automatisch in de vial bewaard. <i>Geen begeleiding ter plaatse nodig.</i>	Glazen vials Specifiek voor ademonderzoek geproduceerde en geteste vials — stalen blijven tot 14 dagen bruikbaar. <i>Analyse wanneer het de praktijk past.</i>	Via AlveoVac De vials worden in de praktijk of het labo geanalyseerd met de BreathTracker in combinatie met de AlveoVac. <i>Sluit aan op uw bestaande opstelling.</i>

Technische specificaties

Type	Gesloten collectiesysteem voor één patiënt, gepatenteerd
Afnameplaats	Thuis, op het werk of elders — zonder toezicht
Staalhouder	Glazen vials, specifiek voor ademonderzoek
Stabiliteit	Tot 14 dagen vóór analyse
Verzending	Per post of koerier, zonder verlies van staalintegriteit
Analyse	BreathTracker SC of H2+ met AlveoVac extractiesysteem
Kitinhoud (referentie QT04207)	Mondstuk · 10 vials · 10 etiketten · gebruiksaanwijzing
Substraat	Niet inbegrepen in de basiskit — vrij te kiezen
Analysetijd	Lactose en fructose < 8 min · SIBO < 18 min · sucrose < 12 min

Productoverzicht



Product	QuinTron EasySampler
Toepassing	Thuisafname zonder toezicht
Bewaring	Glazen vials, 14 dagen
Analyse	BreathTracker + AlveoVac
Doelgroep	Patiënt- en praktijkaankoop

Kitinhoud

- Mondstuk voor afname
- 10 glazen collectievials
- 10 etiketten voor de vials
- Gebruiksaanwijzing
- Substraat: afzonderlijk te bestellen

Klinische toepassingen

01

SIBO — bacteriële overgroei van de dunne darm

Waterstofstijging na inname van lactulose of glucose wijst op bacteriële fermentatie in de dunne darm. Niet-invasief alternatief voor endoscopie of kweek.

02

IMO — intestinale methanogene overgroei

Methaanmeting is essentieel: methaan wordt geassocieerd met IBS-C en gemengde stoelgangspatronen en wordt gemist door analysatoren die enkel waterstof meten.

03

Koolhydraatmalabsorptie

Lactose-, fructose- en sucrose-intolerantie worden aangetoond via de waterstof- en methaanrespons na inname van het overeenkomstige substraat.

04

Onderzoek van klachten bij IBS

Opgeblazen gevoel, krampen, diarree, constipatie en flatulentie: het ademonderzoek is een goedkope eerstelijnsstap om oorzaken aan te tonen of uit te sluiten.

Meer informatie?

Neem contact op met ECCE Medical voor productdemonstraties, prijsaanvragen of technische ondersteuning.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TELEFOON

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

WEBSITE

www.eccemedical.com