

## GASTRO-ENTÉROLOGIE

# Cathéters de manométrie

## Cathéters pour la manométrie œsophagienne et anorectale

Cathéters multilumière perfusés à l'eau pour la manométrie œsophagienne et anorectale, en 4, 8 et 24 canaux et en diamètres externes de 2,3 à 4,9 mm. Chaque configuration est présentée dans les tableaux avec son agencement des ports de perfusion, afin que le choix corresponde au protocole d'examen du service. Des configurations spécifiques sont réalisées sur demande.



4, 8 et 24 canaux · 2,3 à 4,9 mm · perfusés à l'eau

**4 · 8 · 24**

Canaux

**2,3 – 4,9**

mm de diamètre externe

**1000 / 1400**

mm de longueur

**25**

Configurations



### À propos du fabricant

Malvern Medical Developments Ltd, Worcester (RU)

- Plus de 30 ans d'expérience comme fabricant OEM de dispositifs médicaux
- Cathéters en PVC médical, à usage unique et livrés non stériles
- Cathéters multilumière perfusés à l'eau pour la manométrie œsophagienne et anorectale
- Pour la manométrie œsophagienne, une version en tubulure plus souple est disponible, plus confortable pour le patient
- Tous les cathéters sont disponibles avec une large gamme de configurations de ports de perfusion, également sur mesure



## Manométrie œsophagienne — 4 canaux


Diamètre externe 3,2 mm · longueur 1000 mm

| Code      | D.E. (mm) | Longueur (mm) | Configuration des ports de perfusion                                               |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 500032001 | 3,2       | 1000          |  |
| 500032002 | 3,2       | 1000          |  |
| 500032010 | 3,2       | 1000          |  |

## Manométrie œsophagienne — 8 et 24 canaux










De 2,3 mm pédiatrique à 4,0 mm avec 24 ports

| Code      | D.E. (mm) | Longueur (mm) | Configuration des ports de perfusion                                                 |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 500023002 | 2,3       | 1000          |  |
| 500039001 | 3,9       | 1000          |  |
| 500039015 | 3,9       | 1000          |  |
| 500040001 | 4,0       | 1400          |  |



## Manométrie anorectale — 4 canaux









Neuf configurations, du pédiatrique 3,2 mm au 4,9 mm

| Code       | D.E. (mm) | Longueur (mm) | Configuration des ports de perfusion |      |                                                                                      |                                                                                       |
|------------|-----------|---------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 500049031  | 4,9       | 1000          | 9                                    | 1000 |    |                                                                                       |
| 500049019  | 4,9       | 1000          |                                      |      |    |                                                                                       |
| 500049038  | 4,9       | 1000          | 4.9                                  | 1000 |    |                                                                                       |
| 500049063  | 4,9       | 1000          |                                      |      |   |                                                                                       |
| 500039031  | 3,9       | 1000          |                                      |      |  |                                                                                       |
| 500049052  | 4,9       | 1000          |                                      |      |  |                                                                                       |
| 500039059  | 3,9       | 1000          | 9059                                 | 3.9  | 1000                                                                                 |  |
| 500049037  | 4,9       | 1000          | 1000                                 |      |  |                                                                                       |
| 500032012* | 3,2       | 1000          | 2                                    | 1000 |  |                                                                                       |

\* version pédiatrique

## Manométrie anorectale — 8 canaux

Neuf configurations avec des écartements de ports de 5 à 10 mm

| Code      | D.E. (mm) | Longueur (mm) | Configuration des ports de perfusion                                                         |
|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500049035 | 4,9       | 1000          | 000<br>    |
| 500049036 | 4,9       | 1000          |            |
| 500039056 | 3,9       | 1000          | 100<br>    |
| 500039034 | 3,9       | 1000          |           |
| 500039033 | 3,9       | 1000          |          |
| 500039048 | 3,9       | 1000          |          |
| 500039054 | 3,9       | 1000          |          |
| 500039055 | 3,9       | 1000          | 1000<br> |
| 500049060 | 4,9       | 1000          |          |



## Commande & conseil

Contactez ECCE Medical pour les prix, des échantillons ou du sur-mesure

Codes et dimensions selon la brochure produits 2025/26 de Malvern Medical Developments Ltd. Les cathéters sont à usage unique et non stériles, sauf mention contraire. Sous réserve de modifications.

| E-MAIL                                                                                                                                                           | TÉLÉPHONE                              | SITE WEB                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="mailto:steve.stevens@eccemedical.com">steve.stevens@eccemedical.com</a><br><a href="mailto:nico.heylen@eccemedical.com">nico.heylen@eccemedical.com</a> | +32 (0)13 29 00 95<br>+32 473 84 45 79 | <a href="http://www.eccemedical.com">www.eccemedical.com</a> |