

BLOC OPÉRATOIRE

Aides au positionnement

Coussins de positionnement médicaux pour le bloc opératoire

Coussins de positionnement pour l'installation du patient lors des interventions et des examens : supports de jambe, rouleaux, appui-têtes, coussins de bras, cales et sets complets en mallette. Chaque article est disponible en différentes qualités de mousse et couleurs, de la Skinfoam lavable au Polyprotect® viscoélastique et aux versions jetables en ET127 Bluefoam. Le sur-mesure est possible à partir d'une seule pièce.



290 références · 6 qualités de mousse · sur mesure dès une pièce

290

Références

79

Produits

14

Rubriques

06/2025

Édition

Fabricant : POLYFORM Kunststofftechnik, Rinteln (D). Édition 06/2025.

Matériaux & finitions


Qualités de mousse

- Skinfoam (ET176) — surface fermée et lavable ; jaune, bleu ou violet
- Mousse avec revêtement simili-cuir — jade, noir, océan ou blanc
- PE relief — bleu, surface structurée
- Soft-PE — violet, version plus souple à bords supérieurs arrondis
- Polyprotect® — viscoélastique ; la version noire pour le bloc est antistatique conductrice
- ET127 Bluefoam — version jetable à usage unique

Revêtements, sur-mesure et commande

- Revêtements : coton blanc · simili-cuir blanc, jade, noir ou océan
- Sur mesure à partir d'une pièce dans les types cale F, cale Z, triangle H, triangle U, demi-rouleau et rectangle
- Indiquez lors d'une demande : type, dimensions, qualité de mousse, surface et quantité
- Les codes UDI de tous les articles sont disponibles sur demande
- Commande et conseil via ECCE Medical

Couleurs et revêtements



Skinfoam jaune



Skinfoam bleu



Skinfoam violet



Simili-cuir jade



Simili-cuir océan



Simili-cuir noir





Simili-cuir blanc



Coton blanc

Supports de jambe

Positionnement et surélévation du membre inférieur

	Support de jambe « plus », adultes — version courte		
	Dimensions : 30 × 26,5 × 13 cm		
	Skinfoam	bleu	115265
	Support de jambe « plus », adultes		
	Dimensions : 67 × 27 × 13 cm		
	Skinfoam	bleu	103797
	Support de jambe « plus », adultes — version longue		
	Dimensions : 80 × 29 × 13 cm		
	Skinfoam	bleu	115268
	Support de jambe « plus », enfants		
	Dimensions : 53 × 22 × 11 cm		
	Skinfoam	bleu	103798
	Support de jambe surélevé 30° — version large		
	Dimensions : 90 × 26 × 20 cm		
	Skinfoam	jaune	115016
	Skinfoam	bleu	115018
	Skinfoam	violet	128593
	Mousse avec simili-cuir	jade	125024
	Mousse avec simili-cuir	noir	125023
	Mousse avec simili-cuir	océan	127772
	Mousse avec simili-cuir	blanc	127773
	Support de jambe surélevé 45° — version large		
	Dimensions : 72 × 26 × 20 cm		
	Skinfoam	jaune	115020
	Skinfoam	bleu	117975
	Skinfoam	violet	128594
	Mousse avec simili-cuir	jade	125025
	Mousse avec simili-cuir	noir	125026
	Mousse avec simili-cuir	océan	127776
	Mousse avec simili-cuir	blanc	127775

Supports de jambe (suite)

Support de jambe plat — version large

Dimensions : 74 × 30 × 14 cm



Skinfoam	jaune	112827
Skinfoam	bleu	115045
Skinfoam	violet	128596
Mousse avec simili-cuir	jade	125027
Mousse avec simili-cuir	noir	125028
Mousse avec simili-cuir	océan	107218
Mousse avec simili-cuir	blanc	127777

Support de jambe plat — version droite


Dimensions : 67 × 22 × 10,5 cm



Skinfoam	jaune	115046
Skinfoam	bleu	115047
Skinfoam	violet	128597
Mousse avec simili-cuir	jade	125029
Mousse avec simili-cuir	noir	125030
Mousse avec simili-cuir	océan	127780
Mousse avec simili-cuir	blanc	127779

Support talonnier — décharge du talon

Dimensions : 26,5 × 16 × 9 cm



Skinfoam	bleu	128591
----------	------	--------

Coussins d'assise, anneaux talonniers & cales

Décharge de pression en position assise et latérale

Coussin d'assise rond

Dimensions : Ø 45 × 7 cm



Skinfoam	jaune	115834
Skinfoam	bleu	103796
Skinfoam	violet	128598

Coussin d'assise ovale

Dimensions : 47 × 38 × 7 cm



Skinfoam	jaune	115835
Skinfoam	bleu	115836
Skinfoam	violet	128599

Coussin d'assise en U

Dimensions : 40 × 38 × 7 cm



Skinfoam	jaune	115838
Skinfoam	bleu	115839
Skinfoam	violet	128600

Coussins d'assise, anneaux talonniers & cales (suite)



Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : Ø 10 / 3 × 4 cm

Skinfoam	jaune	115843
Skinfoam	bleu	103813
Skinfoam	violet	128604



Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : Ø 15 / 5 × 4 cm


Skinfoam	jaune	115844
Skinfoam	bleu	115167
Skinfoam	violet	128605



Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : Ø 20 / 8 × 4 cm

Skinfoam	jaune	115846
Skinfoam	bleu	115168
Skinfoam	violet	128606



Cale de décubitus latéral 30° — double face

Dimensions : 60 × 30 / 12 × 12 cm


Skinfoam	jaune	115840
Skinfoam	bleu	115841
Skinfoam	violet	128603



Cale d'abduction adultes

Dimensions : 38/15 × 30 × 20 cm

Skinfoam	jaune	115048
Skinfoam	bleu	115049
Skinfoam	violet	128601



Cale d'abduction enfants

Dimensions : 36/15 × 25 × 12 cm

Skinfoam	jaune	115050
Skinfoam	bleu	115052
Skinfoam	violet	128602

Rouleaux de positionnement

Rouleaux pleins, demi-roleaux et rouleaux trois-quarts

Rouleau de positionnement

Dimensions : Ø 10 × 25 cm



PE relief	bleu	103891
Skinfoam	jaune	103892
Skinfoam	bleu	103893
Skinfoam	violet	113016
Mousse avec simili-cuir	jade	125035
Mousse avec simili-cuir	noir	125034
Mousse avec simili-cuir	océan	127517
Mousse avec simili-cuir	blanc	125033

Rouleau de positionnement

Dimensions : Ø 15 × 40 cm



Skinfoam	jaune	107471
Skinfoam	bleu	115269
Skinfoam	violet	128607
Mousse avec simili-cuir	jade	125037
Mousse avec simili-cuir	noir	125038
Mousse avec simili-cuir	océan	127754
Mousse avec simili-cuir	blanc	125036

Rouleau de positionnement

Dimensions : Ø 15 × 60 cm



Skinfoam	jaune	115372
Skinfoam	bleu	115373
Skinfoam	violet	128608
Mousse avec simili-cuir	jade	110702
Mousse avec simili-cuir	noir	125040
Mousse avec simili-cuir	océan	127889
Mousse avec simili-cuir	blanc	125039

Rouleau de positionnement

Dimensions : Ø 22 × 40 cm



Skinfoam	jaune	103897
Skinfoam	bleu	115374
Skinfoam	violet	128609
Mousse avec simili-cuir	jade	125042
Mousse avec simili-cuir	noir	125043
Mousse avec simili-cuir	océan	127759
Mousse avec simili-cuir	blanc	125041

Rouleaux de positionnement (suite)

Rouleau de positionnement


Dimensions : Ø 22 × 60 cm



Skinfoam	jaune	103898
Skinfoam	bleu	115170
Skinfoam	violet	128610
Mousse avec simili-cuir	jade	125046
Mousse avec simili-cuir	noir	125047
Mousse avec simili-cuir	océan	125044
Mousse avec simili-cuir	blanc	125045

Demi-rouleau


Dimensions : Ø 15 / 7,5 × 40 cm



PE relief	bleu	103900
Skinfoam	jaune	110954
Skinfoam	bleu	115375
Skinfoam	violet	128611
Mousse avec simili-cuir	jade	127739
Mousse avec simili-cuir	noir	125048
Mousse avec simili-cuir	océan	127738
Mousse avec simili-cuir	blanc	127736
Soft-PE	violet	122092

Demi-rouleau


Dimensions : Ø 22 / 11 × 40 cm



Skinfoam	jaune	107236
Skinfoam	bleu	107235
Skinfoam	violet	128612
Mousse avec simili-cuir	jade	127344
Mousse avec simili-cuir	noir	127341
Mousse avec simili-cuir	océan	127339
Mousse avec simili-cuir	blanc	127340

Rouleau trois-quarts

Dimensions : Ø 15 / 11 × 40 cm




Skinfoam	jaune	115378
Skinfoam	bleu	111944
Skinfoam	violet	128613
Mousse avec simili-cuir	jade	125051
Mousse avec simili-cuir	noir	125052
Mousse avec simili-cuir	océan	127741
Mousse avec simili-cuir	blanc	125050

Rouleaux de positionnement (suite)

Rouleau trois-quarts


Dimensions : Ø 15 / 11 × 60 cm



Skinfoam	jaune	111330
Skinfoam	bleu	111328
Skinfoam	violet	128614
Mousse avec simili-cuir	jade	125055
Mousse avec simili-cuir	noir	125056
Mousse avec simili-cuir	océan	125053
Mousse avec simili-cuir	blanc	125054

Rouleau trois-quarts


Dimensions : Ø 22 / 16,5 × 40 cm



Skinfoam	jaune	115380
Skinfoam	bleu	115381
Skinfoam	violet	128615
Mousse avec simili-cuir	jade	125058
Mousse avec simili-cuir	noir	103019
Mousse avec simili-cuir	océan	127745
Mousse avec simili-cuir	blanc	125057

Rouleau trois-quarts

Dimensions : Ø 22 / 16,5 × 60 cm



Skinfoam	jaune	115382
Skinfoam	bleu	115171
Skinfoam	violet	128616
Mousse avec simili-cuir	jade	125061
Mousse avec simili-cuir	noir	125062
Mousse avec simili-cuir	océan	125059
Mousse avec simili-cuir	blanc	125060

Appui-têtes

Pour décubitus dorsal, latéral et ventral

Appui-tête occipital arrondi, adultes


Dimensions : 21,5 × 23 × 9,5 cm



Skinfoam	jaune	107232
Skinfoam	bleu	103874
Skinfoam	violet	128617


Appui-tête occipital droit, adultes

Dimensions : 25 × 24,5 × 9,5 cm



Skinfoam	jaune	103869
Skinfoam	bleu	103870
Skinfoam	violet	108005
PE relief	bleu	100092

Appui-têtes (suite)

	Appui-tête occipital, adultes		
	Dimensions : 23 × 23,5 × 9 cm		
	Soft-PE	violet	114997
	Appui-tête occipital droit, enfants		
	Dimensions : 21,5 × 23 × 7 cm		
	Skinfoam	jaune	114566
	Skinfoam	bleu	107583
	Skinfoam	violet	128619
	Appui-tête occipital à dessus arrondi, enfants		
	Dimensions : 21,5 × 23 × 7 cm		
	Skinfoam	jaune	115744
	Skinfoam	bleu	103875
	Skinfoam	violet	128621
	Appui-tête adultes — double face, avec évidements pour tubulure		
	Dimensions : 40 × 32 × 10 cm		
	Skinfoam	jaune	115745
	Skinfoam	bleu	103876
	Skinfoam	violet	128618
	Appui-tête occipital Polyprotect®, adultes		
	Dimensions : 24 × 25 × 10 cm		
	Polyprotect®	bleu	103873
	Appui-tête occipital Polyprotect® pour le bloc — viscoélastique, antistatique conducteur		
	Dimensions : 24 × 25 × 10 cm		
	Polyprotect®	noir	103872
	Appui-tête décubitus ventral Polyprotect®, adultes		
	Dimensions : 22,5 × 22 × 11,5 cm		
	Polyprotect®	bleu	115068

Aides au positionnement & matelas de table

Décubitus dorsal et latéral, matelas pour la table



Aide au positionnement décubitus dorsal

Dimensions : 40 × 25 × 12 cm

Skinfoam	jaune	108350
Skinfoam	bleu	109630
Skinfoam	violet	108072



Aide au positionnement décubitus dorsal

Dimensions : 53 × 34 × 14 cm


Skinfoam	jaune	103821
Skinfoam	bleu	115751
Skinfoam	violet	108074



Aide au positionnement décubitus latéral

Dimensions : 60 × 30 × 13 cm


Skinfoam	jaune	122487
Skinfoam	bleu	109632
Skinfoam	violet	128622



Matelas de table — fermeture plastique

Dimensions : 180 × 60 × 3 cm

Simili-cuir	jade	125090
Simili-cuir	noir	125088
Simili-cuir	océan	125091
Simili-cuir	blanc	125089



Matelas de table — fermeture plastique

Dimensions : 200 × 60 × 3 cm

Simili-cuir	jade	125085
Simili-cuir	noir	113945
Simili-cuir	océan	125087
Simili-cuir	blanc	125086

Coussins de bras

Avec et sans évidement

Coussin de bras avec évidement

Dimensions : 30 × 15 × 12/4 cm



Skinfoam	jaune	113760
Skinfoam	bleu	115773
Skinfoam	violet	128623
Mousse avec simili-cuir	jade	127653
Mousse avec simili-cuir	noir	125063
Mousse avec simili-cuir	océan	127647
Mousse avec simili-cuir	blanc	127652

Coussins de bras (suite)

Coussin de bras avec évidement

Dimensions : 45 × 15 × 13/5 cm



Skinfoam	jaune	113762
Skinfoam	bleu	103827
Skinfoam	violet	128624
Mousse avec simili-cuir	jade	127656
Mousse avec simili-cuir	noir	127659
Mousse avec simili-cuir	océan	127655
Mousse avec simili-cuir	blanc	127658

Coussin de bras avec évidement

Dimensions : 60 × 15 × 13/5 cm



Skinfoam	jaune	115775
Skinfoam	bleu	115776
Skinfoam	violet	128625
Mousse avec simili-cuir	jade	125066
Mousse avec simili-cuir	noir	125067
Mousse avec simili-cuir	océan	127733
Mousse avec simili-cuir	blanc	125065

Coussin de bras sans évidement

Dimensions : 30 × 15 × 12/4 cm



PE relief	bleu	103829
Skinfoam	jaune	127948
Skinfoam	bleu	110053
Skinfoam	violet	128627
Mousse avec simili-cuir	jade	125069
Mousse avec simili-cuir	noir	125070
Mousse avec simili-cuir	océan	125068
Mousse avec simili-cuir	blanc	127735

Triangles

Triangles à 45° en quatre tailles

Triangle

Dimensions : 60 × 25 × 12,5 cm



Skinfoam	jaune	112193
Skinfoam	bleu	107226
Skinfoam	violet	108062

Triangle

Dimensions : 36 × 24 × 12 cm



Skinfoam	jaune	112191
Skinfoam	bleu	107224
Skinfoam	violet	108064

Triangles (suite)

Triangle

Dimensions : 24 × 18 × 12 cm

01



PE relief	bleu	103833
Skinfoam	jaune	103835
Skinfoam	bleu	103836
Skinfoam	violet	108067
Soft-PE	violet	122094

Triangle

Dimensions : 18 × 10 × 5 cm




PE relief	bleu	103838
Skinfoam	jaune	103840
Skinfoam	bleu	103841
Skinfoam	violet	108068
Polyprotect®	bleu	110038

Rectangles

Coussins de soutien plats

Rectangle

Dimensions : 36 × 24 × 3 cm



Skinfoam	jaune	115783
Skinfoam	bleu	110654
Skinfoam	violet	108018

Rectangle

Dimensions : 36 × 24 × 5 cm



PE relief	bleu	103845
Skinfoam	jaune	110976
Skinfoam	bleu	110036
Skinfoam	violet	103846

Rectangle

Dimensions : 18 × 24 × 3 cm



Skinfoam	jaune	115786
Skinfoam	bleu	110008
Skinfoam	violet	108031

Rectangle

Dimensions : 18 × 24 × 5 cm



PE relief	bleu	103849
Skinfoam	jaune	103850
Skinfoam	bleu	103851
Skinfoam	violet	108053
Polyprotect®	bleu	115201
Soft-PE	violet	122093

Cales


Pentes de 15° et 20°



Cale 15°

Dimensions : 36 × 24 × 7/1 cm


Skinfoam	jaune	107809
Skinfoam	bleu	110940
Skinfoam	violet	108028



Cale 15°

Dimensions : 18 × 28 × 8/1 cm

PE relief	bleu	103855
Skinfoam	jaune	115795
Skinfoam	bleu	103856
Skinfoam	violet	108057



Cale 15°

Dimensions : 18 × 24 × 7/1 cm

PE relief	bleu	103858
Skinfoam	jaune	110979
Skinfoam	bleu	103859
Skinfoam	violet	108033
Polyprotect®	bleu clair	115797
Soft-PE	violet	114999



Cale 20°

Dimensions : 18 × 28 × 10/1 cm

Skinfoam	jaune	115799
Skinfoam	bleu	110651
Skinfoam	violet	108044

Plaques rondes et annulaires

Plaques plates et anneaux



Plaque ronde

Dimensions : Ø 15 × 4 cm

Skinfoam	jaune	115807
Skinfoam	bleu	115815
Skinfoam	violet	108058




Plaque ronde

Dimensions : Ø 22 × 5 cm

PE relief	bleu	103861
Skinfoam	jaune	103862
Skinfoam	bleu	103863
Skinfoam	violet	108060

Plaques rondes et annulaires (suite)



Plaque annulaire

Dimensions : Ø 22 × 5 cm

Skinfoam	jaune	103864
Skinfoam	bleu	103865
Skinfoam	violet	108051

Produits à usage unique — ET127 Bluefoam


À usage unique



Supports scrotaux — 4 pièces

Dimensions : 13 × 11 × 8 cm


ET127 Bluefoam	bleu	132248
----------------	------	--------



Protection pied et coude

Dimensions : — cm


ET127 Bluefoam	bleu	132249
----------------	------	--------



Cale de décubitus latéral 30° — double face

Dimensions : 60 × 30/12 × 12 cm


ET127 Bluefoam	bleu	103811
----------------	------	--------



Matelas à picots

Dimensions : 60 × 60 × 5 cm


ET127 Bluefoam	bleu	103922
----------------	------	--------



Matelas à picots

Dimensions : 90 × 60 × 5 cm

ET127 Bluefoam	bleu	103923
----------------	------	--------



Matelas à picots

Dimensions : 195 × 90 × 5 cm

ET127 Bluefoam	bleu	103924
----------------	------	--------

Produits à usage unique — ET127 Bluefoam (suite)



Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : 10/3 × 4 cm

ET127 Bluefoam

bleu

132250




Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : 15/5 × 4 cm

ET127 Bluefoam

bleu

132251



Anneaux talonniers — la paire

Dimensions : 20/8 × 4 cm

ET127 Bluefoam

bleu

132252

Sets de positionnement

Sets composés, complets en mallette plastique

Set de positionnement 10 pièces



Skinfoam

jaune

110913

Skinfoam

bleu

113577

PE relief


bleu

109633

Skinfoam (113577) : 1× plaque ronde 22×5 · 1× plaque annulaire 22×5 · 1× rouleau 10×25 · 1× rectangle 18×24×5 · 2× triangle 45° 18×24×12 · 2× triangle 45° 18×10×5 · 2× cale 15° 18×24×7/1

PE relief (109633) : 1× coussin de bras 30×15×12/4 · 1× rectangle 36×24×5 · 1× cale 15° 18×28×8/1 · 1× cale 15° 24×18×7/1 · 2× triangle 45° 24×18×12 · 2× triangle 45° 18×10×5 · 2× rectangle 24×18×5

Set de positionnement 11 pièces



Skinfoam

jaune

114841

Skinfoam

bleu

109631

PE relief

bleu

109034

Identique au set 10 pièces, complété par un appui-tête occipital 25×24,5×9,5 — art. 103870 (Skinfoam) ou 100092 (PE relief).

Set de positionnement 8 pièces



Soft-PE


violet

122770

1× demi-rouleau Ø15/7,5×40 · 2× rectangle 18×24×5 · 2× triangle 45° 24×18×12 · 2× cale 15° 18×24×7/1 · 1× appui-tête occipital arrondi 25×24,5×9,5

Articles d'entraînement

Pour le sport, les loisirs et la kinésithérapie



Entraîneur de préhension — 10 pièces

Polyéthylène, mélangé	112080
Polyéthylène, souple (rouge)	103888
Polyéthylène, ferme (bleu)	103889



Épaisseurs de poignée — 10 pièces

Polyéthylène, blanc	103890
Polyéthylène, blanc	115824



Balles Ø 7 cm — 10 pièces

Mousse à froid, jaune	103886
-----------------------	--------



Rouleaux Ø 6 × 9 cm — 10 pièces

Mousse à froid, jaune	103887
-----------------------	--------



Rouleau Polyform-Relax Ø 6 × 9 cm

Relax 36 — très souple, jaune	103883
Relax 38 — souple, rose	103884
Relax 41 — moyen, bleu	103885

Les articles d'entraînement ne sont pas des dispositifs médicaux au sens du règlement (UE) 2017/745.

Commande & conseil

Contactez ECCE Medical pour les prix, des échantillons ou du sur-mesure.

Références et dimensions selon le catalogue Polyform Lagerungshilfen, édition 06/2025. Sous réserve de modifications.

E-MAIL	TÉLÉPHONE	SITE WEB
steve.stevens@eccemedical.com nico.heylen@eccemedical.com	+32 473 84 45 79 +32 497 59 45 91	www.eccemedical.com