

OPERATIEKWARTIER

Positioneringshulpmiddelen

Medische vormkussens voor het operatiekwartier

Vormkussens voor de positionering van de patiënt tijdens ingrepen en onderzoeken: beensteunen, rollen, hoofdsteunen, armkussens, wiggen en volledige sets in koffer. Elk artikel is beschikbaar in verschillende schuimkwaliteiten en kleuren, van afwasbaar Skinfoam tot visco-elastisch Polyprotect® en wegwerpuitvoeringen in ET127 Bluefoam. Maatwerk is mogelijk vanaf één stuk.



In **290 artikelnummers · 6 schuimkwaliteiten · maatwerk vanaf één stuk**

290

Artikelnummers

79

Producten

14

Rubrieken

06/2025

Editie

Fabrikant: POLYFORM Kunststofftechnik, Rinteln (D). Editie 06/2025.

Materialen & uitvoeringen


Schuimkwaliteiten

- Skinfoam (ET176) — gesloten, afwasbaar oppervlak; geel, blauw of violet
- Schuim met kunstlederbekleding — jade, zwart, ocean of wit
- PE-reliëf — blauw, gestructureerd oppervlak
- Soft-PE — violet, zachtere uitvoering met afgeronde bovenkanten
- Polyprotect® — visco-elastisch; de zwarte OK-uitvoering is antistatisch geleidend
- ET127 Bluefoam — wegwerpuitvoering voor eenmalig gebruik


Bekledingen, maatwerk en bestellen

- Bekledingsstoffen: katoen wit · kunstleder wit, jade, zwart of ocean
- Maatwerk vanaf 1 stuk in de types F-wig, Z-wig, H-driehoek, U-driehoek, halve rol en rechthoek
- Vermeld bij een aanvraag: type, afmetingen, schuimkwaliteit, oppervlak en aantal
- UDI-codes van alle artikelen zijn op aanvraag beschikbaar
- Bestellen en advies via ECCE Medical

Kleuren en bekledingen



Skinfoam geel



Skinfoam blauw



Skinfoam violet



Kunstleder jade



Kunstleder ocean




Kunstleder zwart



Kunstleder wit




Katoen wit



Beensteunen

Positionering en hoogstand van het onderste lidmaat



Beensteun "pius", volwassenen — verkorte uitvoering

Afmetingen: 30 × 26,5 × 13 cm

Skinfoam

blauw

115265



Beensteun "pius", volwassenen

Afmetingen: 67 × 27 × 13 cm

Skinfoam

blauw

103797




Beensteun "pius", volwassenen — verlengde uitvoering

Afmetingen: 80 × 29 × 13 cm

Skinfoam

blauw

115268




Beensteun "pius", kinderen

Afmetingen: 53 × 22 × 11 cm

Skinfoam

blauw

103798



Beenhoogsteun 30° — brede uitvoering

Afmetingen: 90 × 26 × 20 cm

Skinfoam

geel

115016

Skinfoam

blauw

115018

Skinfoam

violet

128593

Schuim met kunstleder

jade

125024

Schuim met kunstleder

zwart

125023

Schuim met kunstleder

ocean

127772

Schuim met kunstleder

wit

127773



Beenhoogsteun 45° — brede uitvoering

Afmetingen: 72 × 26 × 20 cm

Skinfoam

geel

115020

Skinfoam

blauw

117975

Skinfoam

violet

128594

Schuim met kunstleder

jade

125025

Schuim met kunstleder

zwart

125026

Schuim met kunstleder

ocean

127776

Schuim met kunstleder

wit

127775

Beensteunen (vervolg)

Beensteun vlak — brede uitvoering

Afmetingen: 74 × 30 × 14 cm



Skinfoam	geel	112827
Skinfoam	blauw	115045
Skinfoam	violet	128596
Schuim met kunstleder	jade	125027
Schuim met kunstleder	zwart	125028
Schuim met kunstleder	ocean	107218
Schuim met kunstleder	wit	127777

Beensteun vlak — rechte uitvoering

Afmetingen: 67 × 22 × 10,5 cm



Skinfoam	geel	115046
Skinfoam	blauw	115047
Skinfoam	violet	128597
Schuim met kunstleder	jade	125029
Schuim met kunstleder	zwart	125030
Schuim met kunstleder	ocean	127780
Schuim met kunstleder	wit	127779

Hielsteun — hielvrijlegging

Afmetingen: 26,5 × 16 × 9 cm



Skinfoam	blauw	128591
----------	-------	--------

Zitkussens, hielringen & wiggen

Drukontlasting bij zit- en zijligging

Zitkussens rond

Afmetingen: Ø 45 × 7 cm



Skinfoam	geel	115834
Skinfoam	blauw	103796
Skinfoam	violet	128598

Zitkussens ovaal

Afmetingen: 47 × 38 × 7 cm



Skinfoam	geel	115835
Skinfoam	blauw	115836
Skinfoam	violet	128599

Zitkussens U-vorm

Afmetingen: 40 × 38 × 7 cm



Skinfoam	geel	115838
Skinfoam	blauw	115839
Skinfoam	violet	128600

Zitkussens, hielringen & wiggen (vervolg)



Hielringen — paar

Afmetingen: Ø 10 / 3 × 4 cm

Skinfoam	geel	115843
Skinfoam	blauw	103813
Skinfoam	violet	128604



Hielringen — paar

Afmetingen: Ø 15 / 5 × 4 cm


Skinfoam	geel	115844
Skinfoam	blauw	115167
Skinfoam	violet	128605



Hielringen — paar

Afmetingen: Ø 20 / 8 × 4 cm

Skinfoam	geel	115846
Skinfoam	blauw	115168
Skinfoam	violet	128606



Zijligwig 30° — dubbelzijdig

Afmetingen: 60 × 30 / 12 × 12 cm

Skinfoam	geel	115840
Skinfoam	blauw	115841
Skinfoam	violet	128603



Spreidwig volwassenen

Afmetingen: 38/15 × 30 × 20 cm

Skinfoam	geel	115048
Skinfoam	blauw	115049
Skinfoam	violet	128601



Spreidwig kinderen

Afmetingen: 36/15 × 25 × 12 cm

Skinfoam	geel	115050
Skinfoam	blauw	115052
Skinfoam	violet	128602



Positioneringsrollen

Volle rollen, halve rollen en driekwartrollen



Positioneringsrol

Afmetingen: Ø 10 × 25 cm

PE-reliëf	blauw	103891
Skinfoam	geel	103892
Skinfoam	blauw	103893
Skinfoam	violet	113016
Schuim met kunstleder	jade	125035
Schuim met kunstleder	zwart	125034
Schuim met kunstleder	ocean	127517
Schuim met kunstleder	wit	125033



Positioneringsrol

Afmetingen: Ø 15 × 40 cm

Skinfoam	geel	107471
Skinfoam	blauw	115269
Skinfoam	violet	128607
Schuim met kunstleder	jade	125037
Schuim met kunstleder	zwart	125038
Schuim met kunstleder	ocean	127754
Schuim met kunstleder	wit	125036



Positioneringsrol

Afmetingen: Ø 15 × 60 cm

Skinfoam	geel	115372
Skinfoam	blauw	115373
Skinfoam	violet	128608
Schuim met kunstleder	jade	110702
Schuim met kunstleder	zwart	125040
Schuim met kunstleder	ocean	127889
Schuim met kunstleder	wit	125039



Positioneringsrol

Afmetingen: Ø 22 × 40 cm

Skinfoam	geel	103897
Skinfoam	blauw	115374
Skinfoam	violet	128609
Schuim met kunstleder	jade	125042
Schuim met kunstleder	zwart	125043
Schuim met kunstleder	ocean	127759
Schuim met kunstleder	wit	125041



Positioneringsrollen (vervolg)

Positioneringsrol

Afmetingen: Ø 22 × 60 cm



Skinfoam	geel	103898
Skinfoam	blauw	115170
Skinfoam	violet	128610
Schuim met kunstleder	jade	125046
Schuim met kunstleder	zwart	125047
Schuim met kunstleder	ocean	125044
Schuim met kunstleder	wit	125045

Halve rol

Afmetingen: Ø 15 / 7,5 × 40 cm



PE-reliëf	blauw	103900
Skinfoam	geel	110954
Skinfoam	blauw	115375
Skinfoam	violet	128611
Schuim met kunstleder	jade	127739
Schuim met kunstleder	zwart	125048
Schuim met kunstleder	ocean	127738
Schuim met kunstleder	wit	127736
Soft-PE	violet	122092

Halve rol


Afmetingen: Ø 22 / 11 × 40 cm



Skinfoam	geel	107236
Skinfoam	blauw	107235
Skinfoam	violet	128612
Schuim met kunstleder	jade	127344
Schuim met kunstleder	zwart	127341
Schuim met kunstleder	ocean	127339
Schuim met kunstleder	wit	127340

Driekwartrol

Afmetingen: Ø 15 / 11 × 40 cm




Skinfoam	geel	115378
Skinfoam	blauw	111944
Skinfoam	violet	128613
Schuim met kunstleder	jade	125051
Schuim met kunstleder	zwart	125052
Schuim met kunstleder	ocean	127741
Schuim met kunstleder	wit	125050



Positioneringsrollen (vervolg)

Driekwartrol


Afmetingen: Ø 15 / 11 × 60 cm



Skinfoam	geel	111330
Skinfoam	blauw	111328
Skinfoam	violet	128614
Schuim met kunstleder	jade	125055
Schuim met kunstleder	zwart	125056
Schuim met kunstleder	ocean	125053
Schuim met kunstleder	wit	125054

Driekwartrol


Afmetingen: Ø 22 / 16,5 × 40 cm



Skinfoam	geel	115380
Skinfoam	blauw	115381
Skinfoam	violet	128615
Schuim met kunstleder	jade	125058
Schuim met kunstleder	zwart	103019
Schuim met kunstleder	ocean	127745
Schuim met kunstleder	wit	125057

Driekwartrol

Afmetingen: Ø 22 / 16,5 × 60 cm




Skinfoam	geel	115382
Skinfoam	blauw	115171
Skinfoam	violet	128616
Schuim met kunstleder	jade	125061
Schuim met kunstleder	zwart	125062
Schuim met kunstleder	ocean	125059
Schuim met kunstleder	wit	125060

Hoofdsteunen

Voor rug-, zij- en buikligging

Achterhoofdsteun afgerond, volwassenen


Afmetingen: 21,5 × 23 × 9,5 cm




Skinfoam	geel	107232
Skinfoam	blauw	103874
Skinfoam	violet	128617

Achterhoofdsteun recht, volwassenen


Afmetingen: 25 × 24,5 × 9,5 cm



Skinfoam	geel	103869
Skinfoam	blauw	103870
Skinfoam	violet	108005
PE-reliëf	blauw	100092



Hoofdsteunen (vervolg)




Achterhoofdsteun, volwassenen

Afmetingen: 23 × 23,5 × 9 cm

Soft-PE

violet

114997



Achterhoofdsteun recht, kinderen

Afmetingen: 21,5 × 23 × 7 cm

Skinfoam

geel

114566

Skinfoam

blauw

107583

Skinfoam

violet

128619



Achterhoofdsteun bovenzijde afgerond, kinderen

Afmetingen: 21,5 × 23 × 7 cm

Skinfoam

geel

115744

Skinfoam


blauw

103875

Skinfoam

violet

128621



Hoofdsteun volwassenen — tweezijdig, met tubusuitsparingen

Afmetingen: 40 × 32 × 10 cm

Skinfoam

geel

115745

Skinfoam

blauw

103876

Skinfoam

violet

128618



Achterhoofdsteun Polyprotect®, volwassenen

Afmetingen: 24 × 25 × 10 cm

Polyprotect®

blauw

103873



Achterhoofdsteun Polyprotect® voor het OK — visco-elastisch, antistatisch geleidend

Afmetingen: 24 × 25 × 10 cm

Polyprotect®

zwart

103872



Hoofdsteun buiklig Polyprotect®, volwassenen

Afmetingen: 22,5 × 22 × 11,5 cm

Polyprotect®

blauw

115068



Positioneringshulpmiddelen & tafelmatrassen

Rug- en zijligging, matrassen voor de tafel



Positioneringshulp ruglig

Afmetingen: 40 × 25 × 12 cm

Skinfoam	geel	108350
Skinfoam	blauw	109630
Skinfoam	violet	108072



Positioneringshulp ruglig

Afmetingen: 53 × 34 × 14 cm

Skinfoam	geel	103821
Skinfoam	blauw	115751
Skinfoam	violet	108074



Positioneringshulp zijlig

Afmetingen: 60 × 30 × 13 cm

Skinfoam	geel	122487
Skinfoam	blauw	109632
Skinfoam	violet	128622



Tafelmatras — kunststof rits

Afmetingen: 180 × 60 × 3 cm

Kunstleder	jade	125090
Kunstleder	zwart	125088
Kunstleder	ocean	125091
Kunstleder	wit	125089



Tafelmatras — kunststof rits

Afmetingen: 200 × 60 × 3 cm

Kunstleder	jade	125085
Kunstleder	zwart	113945
Kunstleder	ocean	125087
Kunstleder	wit	125086

Armkussens

Met en zonder uitsparing

Armkussens met uitsparing

Afmetingen: 30 × 15 × 12/4 cm



Skinfoam	geel	113760
Skinfoam	blauw	115773
Skinfoam	violet	128623
Schuim met kunstleder	jade	127653
Schuim met kunstleder	zwart	125063
Schuim met kunstleder	ocean	127647
Schuim met kunstleder	wit	127652



Armkussens (vervolg)

Armkussens met uitsparing


Afmetingen: 45 × 15 × 13/5 cm



Skinfoam	geel	113762
Skinfoam	blauw	103827
Skinfoam	violet	128624
Schuim met kunstleder	jade	127656
Schuim met kunstleder	zwart	127659
Schuim met kunstleder	ocean	127655
Schuim met kunstleder	wit	127658

Armkussens met uitsparing


Afmetingen: 60 × 15 × 13/5 cm



Skinfoam	geel	115775
Skinfoam	blauw	115776
Skinfoam	violet	128625
Schuim met kunstleder	jade	125066
Schuim met kunstleder	zwart	125067
Schuim met kunstleder	ocean	127733
Schuim met kunstleder	wit	125065

Armkussens zonder uitsparing

Afmetingen: 30 × 15 × 12/4 cm



PE-reliëf	blauw	103829
Skinfoam	geel	127948
Skinfoam	blauw	110053
Skinfoam	violet	128627
Schuim met kunstleder	jade	125069
Schuim met kunstleder	zwart	125070
Schuim met kunstleder	ocean	125068
Schuim met kunstleder	wit	127735

Driehoeken

45°-driehoeken in vier maten

Driehoek


Afmetingen: 60 × 25 × 12,5 cm



Skinfoam	geel	112193
Skinfoam	blauw	107226
Skinfoam	violet	108062

Driehoek

Afmetingen: 36 × 24 × 12 cm




Skinfoam	geel	112191
Skinfoam	blauw	107224
Skinfoam	violet	108064



Driehoeken (vervolg)

Driehoek

Afmetingen: 24 × 18 × 12 cm



PE-reliëf	blauw	103833
Skinfoam	geel	103835
Skinfoam	blauw	103836
Skinfoam	violet	108067
Soft-PE	violet	122094

Driehoek

Afmetingen: 18 × 10 × 5 cm




PE-reliëf	blauw	103838
Skinfoam	geel	103840
Skinfoam	blauw	103841
Skinfoam	violet	108068
Polyprotect®	blauw	110038

Rechthoeken

Vlakke steunkussens

Rechthoek


Afmetingen: 36 × 24 × 3 cm



Skinfoam	geel	115783
Skinfoam	blauw	110654
Skinfoam	violet	108018

Rechthoek

Afmetingen: 36 × 24 × 5 cm



PE-reliëf	blauw	103845
Skinfoam	geel	110976
Skinfoam	blauw	110036
Skinfoam	violet	103846

Rechthoek


Afmetingen: 18 × 24 × 3 cm



Skinfoam	geel	115786
Skinfoam	blauw	110008
Skinfoam	violet	108031

Rechthoek


Afmetingen: 18 × 24 × 5 cm



PE-reliëf	blauw	103849
Skinfoam	geel	103850
Skinfoam	blauw	103851
Skinfoam	violet	108053
Polyprotect®	blauw	115201
Soft-PE	violet	122093

Wiggen


Hellingen van 15° en 20°



Wig 15°

Afmetingen: 36 × 24 × 7/1 cm


Skinfoam	geel	107809
Skinfoam	blauw	110940
Skinfoam	violet	108028



Wig 15°

Afmetingen: 18 × 28 × 8/1 cm


PE-reliëf	blauw	103855
Skinfoam	geel	115795
Skinfoam	blauw	103856
Skinfoam	violet	108057



Wig 15°

Afmetingen: 18 × 24 × 7/1 cm

PE-reliëf	blauw	103858
Skinfoam	geel	110979
Skinfoam	blauw	103859
Skinfoam	violet	108033
Polyprotect®	lichtblauw	115797
Soft-PE	violet	114999




Wig 20°

Afmetingen: 18 × 28 × 10/1 cm

Skinfoam	geel	115799
Skinfoam	blauw	110651
Skinfoam	violet	108044

Rond- en ringplaten


Vlakke platen en ringen



Rondplaat

Afmetingen: Ø 15 × 4 cm

Skinfoam	geel	115807
Skinfoam	blauw	115815
Skinfoam	violet	108058




Rondplaat

Afmetingen: Ø 22 × 5 cm

PE-reliëf	blauw	103861
Skinfoam	geel	103862
Skinfoam	blauw	103863
Skinfoam	violet	108060

Rond- en ringplaten (vervolg)



Ringplaat

Afmetingen: Ø 22 × 5 cm

Skinfoam	geel	103864
Skinfoam	blauw	103865
Skinfoam	violet	108051

Wegwerproducten — ET127 Bluefoam


Voor eenmalig gebruik



Scrotumsteunen — 4 stuks

Afmetingen: 13 × 11 × 8 cm

ET127 Bluefoam	blauw	132248
----------------	-------	--------



Voet- en elleboogbescherming

Afmetingen: — cm


ET127 Bluefoam	blauw	132249
----------------	-------	--------



Zijligwig 30° — dubbelzijdig

Afmetingen: 60 × 30/12 × 12 cm


ET127 Bluefoam	blauw	103811
----------------	-------	--------



Noppenmatras

Afmetingen: 60 × 60 × 5 cm


ET127 Bluefoam	blauw	103922
----------------	-------	--------



Noppenmatras

Afmetingen: 90 × 60 × 5 cm


ET127 Bluefoam	blauw	103923
----------------	-------	--------



Noppenmatras

Afmetingen: 195 × 90 × 5 cm

ET127 Bluefoam	blauw	103924
----------------	-------	--------



Wegwerpproducten — ET127 Bluefoam (vervolg)




Hielringen — paar

Afmetingen: 10/3 × 4 cm

ET127 Bluefoam

blauw

132250



Hielringen — paar

Afmetingen: 15/5 × 4 cm

ET127 Bluefoam

blauw

132251



Hielringen — paar

Afmetingen: 20/8 × 4 cm

ET127 Bluefoam

blauw

132252

Positioneringssets

Samengestelde sets, compleet in kunststof koffer



Positioneringsset 10-delig

Skinfoam

geel

110913

Skinfoam

blauw

113577

PE-reliëf

blauw

109633

Skinfoam (113577): 1× rondplaat 22×5 · 1× ringplaat 22×5 · 1× rol 10×25 · 1× rechthoek 18×24×5 · 2× driehoek 45° 18×24×12 · 2× driehoek 45° 18×10×5 · 2× wig 15° 18×24×7/1

PE-reliëf (109633): 1× armkussen 30×15×12/4 · 1× rechthoek 36×24×5 · 1× wig 15° 18×28×8/1 · 1× wig 15° 24×18×7/1 · 2× driehoek 45° 24×18×12 · 2× driehoek 45° 18×10×5 · 2× rechthoek 24×18×5



Positioneringsset 11-delig

Skinfoam

geel

114841

Skinfoam

blauw

109631

PE-reliëf

blauw

109034

Identiek aan de 10-delige set, aangevuld met één achterhoofdsteun 25×24,5×9,5 — art. 103870 (Skinfoam) of 100092 (PE-reliëf).



Positioneringsset 8-delig

Soft-PE

violet

122770

1× halve rol Ø15/7,5×40 · 2× rechthoek 18×24×5 · 2× driehoek 45° 24×18×12 · 2× wig 15° 18×24×7/1 · 1× achterhoofdsteun afgerond 25×24,5×9,5

Trainingsartikelen

Voor sport, vrije tijd en oefentherapie



Grijptrainer — 10 stuks

Polyethyleen, gemengd	112080
Polyethyleen, zacht (rood)	103888
Polyethyleen, vast (blauw)	103889



Handgreepverdikkingen — 10 stuks

Polyethyleen, wit	103890
Polyethyleen, wit	115824



Ballen Ø 7 cm — 10 stuks

Koudschuim, geel	103886
------------------	--------



Rollen Ø 6 × 9 cm — 10 stuks

Koudschuim, geel	103887
------------------	--------



Polyform-Relax rol Ø 6 × 9 cm

Relax 36 — zeer zacht, geel	103883
Relax 38 — zacht, roze	103884
Relax 41 — middel, blauw	103885

Trainingsartikelen zijn geen medische hulpmiddelen in de zin van Verordening (EU) 2017/745.

Bestellen & advies

Neem contact op met ECCE Medical voor prijzen, stalen of maatwerk.

Artikelnummers en afmetingen volgens de Polyform-catalogus Lagerungshilfen, editie 06/2025. Wijzigingen voorbehouden.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TELEFOON

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

WEBSITE

www.eccemedical.com