


DIAGNOSTIC DU REFLUX

Sondes & cathéters

pour Medtronic Digitrapper™ & Sandhill / Diversatek

Cathéters pH et pH-impédance compatibles pour le diagnostic du reflux, aussi bien avec le système Medtronic Digitrapper™ pH-Z qu'avec le Diversatek ZepHr® Reflux Monitoring System (anciennement Sandhill Scientific). Plus de 30 configurations, à usage unique, avec stock Benelux et support technique local.

pH seul et pH-impédance · à partir de 4,7 Fr · usage unique



2

Systèmes compatibles — deux plateformes : sondes pour les systèmes Medtronic comme Diversatek

30+

Configurations disponibles — pH seul et pH-impédance en diverses configurations

4,7 Fr

Diamètre min. — diamètres compacts dès 4,7 Fr pour un confort patient maximal

NL/BE

Distribution Benelux — livraison rapide et support technique local

Versions disponibles

Digitrapper™ — pH-impédance

Cathéters VersaFlex™ Z

- Compatible avec le système Medtronic Digitrapper™ pH-Z
- 8 anneaux d'impédance pour une détection complète du reflux
- 1 ou 2 canaux pH (œsophagien / gastrique)
- Versions adulte, pédiatrique & nourrisson
- Diamètre 6,0 Fr
- Configurations LPR disponibles (12 à 25 cm)

Usage unique — emballage de 10 pièces

Digitrapper™ — pH seul

Cathéters VersaFlex™ pH

- Canal pH simple ou double
- Écartement des canaux : 5 / 7,5 / 10 / 15 / 18 / 21 cm
- Diamètre standard 4,7 Fr
- Variante large diamètre : 6,4 Fr
- En option avec marquage ENT pour le LPR
- Idéal pour un monitoring pH simple

Diverses configurations disponibles sur demande

Sandhill / Diversatek

Sondes ComforTEC® Z/pH

- Compatible avec les systèmes ZepHr® et InSIGHT®
- 6 segments d'impédance + 1 ou 2 canaux pH
- Polyuréthane souple — s'assouplit dans le corps
- Repères de positionnement pour un placement correct au SSO
- Diamètre 6,4 Fr / 2,13 mm ou 6,9 Fr / 2,3 mm
- Versions adulte, pédiatrique & LPR

Usage unique — référence interne

Spécifications techniques — Medtronic

Cathéters VersaFlex™ Z (pH-impédance) & VersaFlex™ pH seul.

8

Anneaux d'impédance (sondes Z)

4,7 Fr

Diamètre min. (pH seul)

21 cm

Écartement pH max.

3×

Catégories de patients

VersaFlex™ Z — cathéters pH-impédance (usage unique)

Code	Modèle	Type	Imp.	pH	Configuration	Diamètre
955907	ZNIS+8R	Adulte	8	1	Œsophagien	6,0 Fr / 2,0 mm
900003	ZNID15+8R	Adulte	8	2	Œsophagien + gastrique	6,0 Fr / 2,0 mm
900004	ZNIS+7R2.0	Pédiatrique	7	1	Œsophagien	6,0 Fr / 2,0 mm
900005	ZNIS+7R1.5	Nourrisson	7	1	Œsophagien	6,0 Fr / 2,0 mm
FGS-9000-16	ZNID12+8R	LPR	8	2	Dual pH 0 + 12 cm	6,0 Fr / 2,0 mm
FGS-9000-17	ZNID15+8R	LPR	8	2	Dual pH 0 + 15 cm	6,0 Fr / 2,0 mm
FGS-9000-18	ZNID19+8R	LPR	8	2	Dual pH 0 + 19 cm	6,0 Fr / 2,0 mm
FGS-9000-19	ZNID22+8R	LPR	8	2	Dual pH 0 + 22 cm	6,0 Fr / 2,0 mm
FGS-9000-20	ZNID25+8R	LPR	8	2	Dual pH 0 + 25 cm	6,0 Fr / 2,0 mm

VersaFlex™ — cathéters pH seul (usage unique)

Code	Modèle	Canaux	Distance pH	Variante	Diamètre
957970	VNIS	1	s.o.	Standard	4,7 Fr
957971	VNID05	2	5 cm	Standard	4,7 Fr
957976	VNID7.5	2	7,5 cm	Standard	4,7 Fr
957972	VNID10	2	10 cm	Standard	4,7 Fr
957973	VNID15	2	15 cm	Standard	4,7 Fr
957974	VNID18	2	18 cm	Standard	4,7 Fr
957975	VNID21	2	21 cm	Standard	4,7 Fr
957922	VNID10+ENT	2	10 cm	Marquage ENT (LPR)	4,7 Fr
957923	VNID15+ENT	2	15 cm	Marquage ENT (LPR)	4,7 Fr
957930	VNIS/LD	1	s.o.	Large diamètre	6,4 Fr
957933	VNID15/LD	2	15 cm	Large diamètre	6,4 Fr

Spécifications techniques — Sandhill / Diversatek

Sondes ComforTEC® Z/pH pour le ZepHr® Reflux Monitoring System.

6

Segments d'impédance

6,4 Fr

Diamètre standard

2,13 mm

Diamètre externe (standard)

Adult/Ped

Versions + LPR

Sondes ComforTEC® Z/pH (usage unique, référence interne)

Type	Imp.	pH	Longueur œsophagienne	Configuration	Diamètre
Adulte ≥ 18 cm	6	1	≥ 18 cm	Œsophagien	6,4 Fr / 2,13 mm
Adulte ≥ 18 cm	6	2	≥ 18 cm	Gastrique –15 cm + 0	6,9 Fr / 2,30 mm
Adulte ≥ 18 cm	6	2	≥ 18 cm	Œsophagien 0 + 15 cm	6,4 Fr / 2,13 mm
Adulte 15–18 cm	6	1	15–18 cm	Œsophagien	6,4 Fr / 2,13 mm
Adulte 15–18 cm	6	2	15–18 cm	Gastrique –12 cm + 0	6,4 Fr / 2,13 mm
Pédiatrique	6	1	Pédiatrique	Œsophagien	6,4 Fr / 2,13 mm
LPR (adulte)	6	2	≥ 18 cm	Configuration LPR	6,4 Fr / 2,13 mm
LPR (adulte)	6	1	≥ 18 cm	LPR – hypopharynx	6,4 Fr / 2,13 mm

Compatibilité & sur mesure

Les cathéters sont compatibles respectivement avec le système Medtronic Digitrapper™ pH-Z et le Diversatek ZepHr® Reflux Monitoring System (anciennement Sandhill Scientific). Des configurations complémentaires — positions de canaux alternatives, variantes infused, sondes ComforTEC® pédiatriques et nourrisson — sont disponibles sur demande. Contactez Ecce Medical pour la compatibilité système dans votre environnement et une offre de prix actuelle.

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou un support technique.

E-MAIL	TÉLÉPHONE	SITE WEB
steve.stevens@eccemedical.com nico.heylen@eccemedical.com	+32 473 84 45 79 +32 497 59 45 91	www.eccemedical.com