

DÉBITMÉTRIE URINAIRE & URODYNAMIQUE

SmartFlow

Débitmètre urinaire sans fil avec imprimante

L'approche classique en version sans fil : l'unité centrale compacte communique sans fil avec le transmetteur de débit jusqu'à 30 mètres, et le résultat sort immédiatement de l'imprimante intégrée. Aucun PC n'est nécessaire à l'appareil — possible en option.



Réf. 00004440 · sans fil jusqu'à 30 m · impression sur place

Sans fil

Jusqu'à 30 mètres

Écran tactile

Commande

80 mm

Imprimante thermique

4 examens

En mémoire

Qu'est-ce que la débitmétrie urinaire ?

La débitmétrie urinaire enregistre le volume uriné et le débit en fonction du temps. Il s'agit d'un examen non invasif utilisé en première intention en cas de troubles de la vidange vésicale difficile ou incomplète.

Sans fil	Entièrement automatique	Sans PC
Jusqu'à 30 mètres L'unité centrale est indépendante du transmetteur de débit : aucun câble entre les toilettes et l'appareil, le patient est isolé. <i>Intimité pendant la miction.</i>	De la mise à zéro à l'impression Auto-zéro, auto-start, auto-stop et auto-impression, avec mode économie d'énergie — le personnel n'a pas besoin de rester présent. <i>L'examen se déroule sans accompagnement.</i>	Impression sur place L'analyse et le rapport sortent immédiatement de l'imprimante intégrée sur papier thermique 80 mm. La liaison PC est optionnelle. <i>Aucun poste de travail requis près des toilettes.</i>

Applications cliniques

01

Troubles de la vidange vésicale

Examen non invasif de première ligne en cas de miction difficile, de jet faible ou de sensation de vidange incomplète.

02

Cabinet sans PC à l'appareil

La mesure, l'analyse et le rapport se font entièrement sur l'appareil. Idéal là où aucun poste de travail ne se trouve ou ne peut se trouver près des toilettes.

03

Flux de patients fluide

Installation sans fil et cycle de mesure entièrement automatique : l'examen se déroule sans accompagnement, avec le rapport imprimé immédiatement.

04

Intégration optionnelle

Avec la liaison PC, les examens sont conservés dans une base de données SQL et peuvent être reliés au système d'information hospitalier.

Spécifications techniques

Référence	00004440 — SmartFlow
Application	Mictiométrie — examens avec et sans signal EMG
Liaison	Sans fil entre l'unité centrale et le transmetteur de débit, jusqu'à 30 m
Commande	Écran tactile sur l'unité centrale
Qualité de mesure	Haute qualité, même pour les faibles débits
Automatisation	Auto-zéro · auto-start · auto-stop · auto-impression · mode économie d'énergie
Analyse	Analyse et calcul automatiques des valeurs mesurées
Impression	Imprimante intégrée — papier thermique 80 mm
Mémoire	4 derniers examens, réimprimables
Hygiène	Conçu pour éviter les débordements et les éclaboussures
Exécution	Sans fil, portable — unité centrale et transmetteur de débit
Option	Montage mural
Option	Liaison PC — stockage en base de données SQL et connexion au système d'information hospitalier
Réglementation	Classe IIa · organisme notifié SGS · fabricant Creo Medical S.L.

Aperçu du produit



Référence	00004440 SmartFlow
Application	Mictiométrie
Liaison	Sans fil jusqu'à 30 m
Commande	Écran tactile
Impression	Imprimante intégrée, 80 mm
Mémoire	4 examens

Composition du système

- Unité centrale avec écran et imprimante
- Transmetteur de débit avec récipient collecteur
- Papier thermique 80 mm
- En option : support mural
- En option : liaison PC avec base de données SQL
- Pour le débit avec EMG : voir Aros (réf. 98400000)

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou un support technique.

E-MAIL	TÉLÉPHONE	SITE WEB
steve.stevens@eccemedical.com nico.heylen@eccemedical.com	+32 473 84 45 79 +32 497 59 45 91	www.eccemedical.com