

DÉBITMÉTRIE URINAIRE & URODYNAMIQUE

SmartScale

Débitmètre urinaire sans fil avec intégration PC et réseau

Débitmètre urinaire sans fil fonctionnant dans un environnement PC et intégré aux réseaux de cabinet et de clinique. L'analyse est automatique selon les recommandations ICS, avec les nomogrammes de Liverpool, de Siroky et pédiatriques, et tous les examens sont enregistrés dans une base de données SQL.



Réf. 98800002 · analyse ICS automatique · base de données SQL

Sans fil

Et facile à nettoyer

Analyse ICS

Automatique

Liverpool · Siroky

& pédiatrique

Base SQL

Avec sécurisation

Qu'est-ce que la débitmétrie urinaire ?

La débitmétrie urinaire enregistre le volume uriné et le débit en fonction du temps. L'examen est non invasif et convient aux hommes, aux femmes, aux adultes et aux enfants comme première étape en cas de troubles du flux urinaire.

Sans fil	Analyse	Intégration
Simple d'utilisation Aucun câble : facile à déplacer, à utiliser et à nettoyer, et conçu pour éviter les débordements et les éclaboussures. <i>Construction robuste et durable.</i>	Selon les normes ICS Analyse automatique avec les nomogrammes de Liverpool, de Siroky et pédiatriques, et une échelle fixe ou variable. <i>Les résultats restent comparables entre eux.</i>	PC et réseau Logiciel avec base de données SQL, niveau de sécurité élevé pour la protection des données et intégration au réseau du cabinet ou de la clinique. <i>S'intègre dans un environnement PC existant.</i>

Applications cliniques

01

Troubles du flux urinaire

Examen non invasif de première ligne en cas de miction difficile, de jet faible ou de suspicion d'obstruction.

02

Débitmétrie pédiatrique

Les nomogrammes pédiatriques permettent d'évaluer la mesure chez l'enfant par rapport à la bonne référence plutôt qu'aux valeurs adultes.

03

Interprétation standardisée

Analyse automatique selon les recommandations ICS avec les nomogrammes de Liverpool et de Siroky, afin que les résultats restent comparables entre examinateurs.

04

Suivi et rapports

Les examens sont conservés dans une base de données SQL sécurisée avec des rapports configurables, intégrable au réseau du cabinet ou de la clinique.

Spécifications techniques

Référence	98800002 — SmartScale
Application	Débitmétrie urinaire — hommes, femmes, adultes et enfants
Exécution	Unité de pesée sans fil avec récipient collecteur
Commande	Entièrement automatique
Qualité de mesure	Excellente qualité de mesure
Échelle	Échelle fixe ou variable
Analyse	Automatique, conforme aux normes ICS
Nomogrammes	Liverpool · Siroky · pédiatrique
Logiciel	Logiciel convivial avec base de données SQL
Protection des données	Niveau de sécurité élevé
Intégration	Intégration PC · réseaux de cabinet et de clinique
Hygiène	Conçu pour éviter les débordements et les éclaboussures
Construction	Robuste et durable
Extension	Aros (réf. 98400000) — même appareil avec EMG sans fil
Réglementation	Classe IIa · organisme notifié SGS · fabricant Creo Medical S.L.

Aperçu du produit



Référence	98800002 SmartScale
Application	Débitmétrie urinaire, tous âges
Exécution	Sans fil
Analyse	Automatique, conforme ICS
Nomogrammes	Liverpool, Siroky, pédiatrique
Stockage	Base de données SQL

Composition du système

- Unité de pesée sans fil
- Poste PC avec connexion réseau
- Récipient collecteur
- Pour le débit avec EMG : Aros (réf. 98400000)
- Logiciel SmartScale avec base de données SQL

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou un support technique.

E-MAIL	TÉLÉPHONE	SITE WEB
steve.stevens@eccemedical.com nico.heylen@eccemedical.com	+32 473 84 45 79 +32 497 59 45 91	www.eccemedical.com