

CATHÉTER PH-IMPÉDANCE DE SURVEILLANCE DU REFLUX

Cathéters alpHaFLEX

Cathéters pH-impédance & pH seul

Cathéters à usage unique pour la mesure ambulatoire du pH et de l'impédance dans le diagnostic du reflux.



6 canaux d'impédance · 2 ans de conservation · sur mesure

Deux types de cathéters

pH-impédance

Cathéters pH-impédance

- 6 canaux d'impédance @ 2 cm
- 1 ou 2 canaux pH (œsophagien / gastrique)
- Disponible pour adultes, pédiatrique & nourrisson
- Diamètre 6 FR / 2 mm
- Longueur œsophagienne >18 cm (adultes)

Compatible avec les systèmes pH-impédance standard

pH seul

Cathéters pH

- 1 ou 2 canaux pH au choix
- Espacement des canaux pH : 5 à 21 cm
- Adultes : diamètre 6 FR / 2 mm
- Pédiatrique : diamètre 5 FR / 1,67 mm
- Idéal pour une surveillance pH simple

Diverses configurations disponibles sur demande

Avantages

Caractéristiques

- 2 ans de conservation
- Électrodes haute précision
- Extrémité rigide pour une insertion facile
- Diamètre minimal — confort optimal du patient
- Longueur & configuration entièrement adaptables

Usage unique — hygiénique & sûr

6 canaux d'impédance

Détection complète du reflux avec 6 canaux par mesure

Diamètre minimal

6 FR / 2 mm pour un confort de port maximal

2 ans de conservation

Longue durée de conservation, gestion de stock efficace

Sur mesure

Longueur & configuration des canaux entièrement adaptables

Cathéters pH-impédance (usage unique)

Code	Type	Canaux imp.	Espacement imp.	Canaux pH	Localisation	Diamètre
JSIpC-8Z2P-21	Adultes	6	2 cm	2	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-8Z2P-22	Adultes	6	2 cm	2	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-8Z2P-23	Adultes	6	2 cm	2	Œsophagien + gastrique	6 FR / 2 mm
JSIpC-8Z2P-25	Adultes	6	2 cm	2	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-8Z2P-26	Adultes	6	2 cm	2	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-8Z1P-21	Adultes	6	2 cm	1	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-7Z2P-15	Pédiatrique	6	2 cm	2	Œsophagien + gastrique	6 FR / 2 mm
JSIpC-7Z1P-13	Pédiatrique	6	2 cm	1	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-7Z1P-14	Nourrisson	6	1,5 cm	1	Œsophagien	6 FR / 2 mm

Cathéters pH seul (usage unique)

Code	Type	Canaux pH	Espacement pH	Localisation	Diamètre
JSIpC-0Z1P-20	Adultes	1	s.o.	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z2P-21	Adultes	2	5 cm	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z2P-22	Adultes	2	10 cm	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z2P-27	Adultes	2	15 cm	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z2P-24	Adultes	2	18 cm	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z2P-23	Adultes	2	21 cm	Œsophagien	6 FR / 2 mm
JSIpC-0Z1PT-20	Pédiatrique	1	s.o.	Œsophagien	5 FR / 1,67 mm
JSIpC-0Z2PT-22	Pédiatrique	2	10 cm	Œsophagien	5 FR / 1,67 mm
JSIpC-0Z2PT-27	Pédiatrique	2	15 cm	Œsophagien	5 FR / 1,67 mm

Compatibilité & sur mesure : les cathéters alHaFLEX sont compatibles avec les systèmes standard de mesure pH-impédance. Des configurations sur mesure (longueur, positions des canaux) sont disponibles sur demande. Contactez Ecce Medical pour la compatibilité système dans votre environnement.

Plus d'informations ?

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

WEBSITE

www.eccemedical.com

ECCE Medical — Des diagnostics innovants pour de meilleurs soins aux patients