

## REFLUX MONITORING PH-IMPEDANTIE KATHETER

# alpHaFLEX Katheters

## pH-impedantie & pH-only katheters

Enkelvoudig gebruik katheters voor ambulante pH- en impedantiemeting bij refluxdiagnostiek.



6 impedantiekanalen · 2 jaar THT · maatwerk mogelijk

### Twee kathetertypes

| Impedantie-pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pH-only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Voordelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impedantie-pH katheters</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 impedantiekanalen @ 2 cm afstand</li> <li>1 of 2 pH-kanalen (oesofageaal / gastrisch)</li> <li>Beschikbaar voor volwassenen, pediatrisch &amp; infant</li> <li>Diameter 6 FR / 2 mm</li> <li>Oesofageale lengte &gt;18 cm (volwassenen)</li> </ul> <p><i>Compatibel met standaard pH-impedantie systemen</i></p> | <b>pH katheters</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 of 2 pH-kanalen naar keuze</li> <li>pH-kanaalafstand: 5 t/m 21 cm</li> <li>Volwassenen: diameter 6 FR / 2 mm</li> <li>Pediatrisch: diameter 5 FR / 1,67 mm</li> <li>Ideaal voor eenvoudige pH-monitoring</li> </ul> <p><i>Diverse configuraties beschikbaar op aanvraag</i></p> | <b>Productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 jaar houdbaarheidsdatum</li> <li>Hoge precisie elektroden</li> <li>Stijf uiteinde voor eenvoudige insertie</li> <li>Minimale diameter — optimaal patiëntcomfort</li> <li>Volledig aanpasbare lengte &amp; configuratie</li> </ul> <p><i>Single-use — hygiënisch &amp; veilig</i></p> |

## 6 impedantiekanalen

Volledige refluxdetectie met 6 kanalen per meting

## Minimale diameter

6 FR / 2 mm voor maximaal draagcomfort

## 2 jaar THT

Lange houdbaarheidsdatum, efficiënt voorraadbeheer

## Maatwerk mogelijk

Lengte & kanaalconfiguratie volledig aanpasbaar

## Impedantie-pH katheters (single-use)

| Code          | Type        | Imp. kanalen | Afstand imp. | pH kanalen | Locatie                 | Diameter    |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|
| JSIpC-8Z2P-21 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-8Z2P-22 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-8Z2P-23 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal + gastrisch | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-8Z2P-25 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-8Z2P-26 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-8Z1P-21 | Volwassenen | 6            | 2 cm         | 1          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-7Z2P-15 | Pediatrisch | 6            | 2 cm         | 2          | Oesofageaal + gastrisch | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-7Z1P-13 | Pediatrisch | 6            | 2 cm         | 1          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |
| JSIpC-7Z1P-14 | Infant      | 6            | 1,5 cm       | 1          | Oesofageaal             | 6 FR / 2 mm |

## pH-only katheters (single-use)

| Code           | Type        | pH kanalen | Afstand pH | Locatie     | Diameter       |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|
| JSIpC-0Z1P-20  | Volwassenen | 1          | n.v.t.     | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z2P-21  | Volwassenen | 2          | 5 cm       | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z2P-22  | Volwassenen | 2          | 10 cm      | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z2P-27  | Volwassenen | 2          | 15 cm      | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z2P-24  | Volwassenen | 2          | 18 cm      | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z2P-23  | Volwassenen | 2          | 21 cm      | Oesofageaal | 6 FR / 2 mm    |
| JSIpC-0Z1PT-20 | Pediatrisch | 1          | n.v.t.     | Oesofageaal | 5 FR / 1,67 mm |
| JSIpC-0Z2PT-22 | Pediatrisch | 2          | 10 cm      | Oesofageaal | 5 FR / 1,67 mm |
| JSIpC-0Z2PT-27 | Pediatrisch | 2          | 15 cm      | Oesofageaal | 5 FR / 1,67 mm |

Compatibiliteit & maatwerk: de alHaFLEX katheters zijn compatibel met standaard pH-impedantie meetsystemen. Configuraties op maat (lengte, kanaalposities) zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact op met Ecce Medical voor systeemcompatibiliteit in uw omgeving.

## Meer informatie?

### E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com  
nico.heylen@eccemedical.com

### TELEFOON

+32 473 84 45 79  
+32 497 59 45 91

### WEBSITE

[www.eccemedical.com](http://www.eccemedical.com)

ECCE Medical — Innovatieve diagnostiek voor betere patiëntenzorg